

Épica :	TakeYourPills
	Contar con una aplicación integral que le ayude a recordar al usuario cuándo tomar sus medicamentos y a realizar un seguimiento del cumplimiento de la dosis agendando con alarma la toma de todo tipo de medicamentos topicos.
	Funcionalidades Principales
	Registro de Perfil (usuario perfil - editar - eliminar).
	Regitro de medicamento (nombre de medicamento - Descripcion - Imagen referencia)
	Establecer frecuencia de toma y tiempo programado de toma
	Establecer tipo de alarma que desea recibir (sonido, msj)
	Funcionalidades Secundarias
	Historico de comportamiento de tomas del medicamento
	Compartir el historico
	Edicion de la hora de programación de toma de un medicamento
	Suspensión de tomas

#	Historias de Usuario		
	Como	Quiero	Para
1	Usuario	Crear mi perfil de usuario	Registrar los medicamentos a programar
2	Usuario	Agregar un nuevo medicamento en la lista	Actualizar los medicamentos programados para alertar la toma
3	Usuario	Recibir notificaciones para toma de medicamentos	Recordar la toma oportuna del medicamento con la alarma agendada.

TC#	Rol	Resumen (Nombre corto del TC)	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos	Resultado Esperado
1	USUARIO	Crear Perfil	1. Tener descargada la app Take Your Pill en el dispositivo mobil. 2. Ingresar a la app. 3. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 4. Ingresar por la opción : Profiles	Acceso a la aplicación TakeYourPills First name : Luz Dary Last name: Camargo	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Dar click en barra de menú de hamburguesa 3. Seleccionar profiles 4. Registrar Firstname 5. Registrar Last Name 6. Dar Click en la pestaña Done	El usuario queda registrado
2	USUARIO	Editar Perfil	1. Tener descargada la app en el dispositivo mobil. 2. Ingresar a la app. 3. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 4. El usuario ingresa por la opción : Profiles	Acceso a la aplicación TakeYourPills First name : Luz Last name: Camargo Valero	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Dar click en barra de menú de hamburguesa 3. Seleccionar profiles 4. El usuario ingresa por la barra de menú Kedab 5. Seleccionar la opción Edit 6. Ingresar al campo First name y modificar nombre 7. Ingresar al Campo Last name y modificar Apellido Dar click en la pestaña Done	El usuario se ha modificado con los nuevos datos registrados
3	USUARIO	Registrar exitosamente un medicamento	1. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 2. El usuario ingresa a la aplicación. 3. No tener ningún medicamento creado	Medication Name: Aspirina Description: Aliviar dolor leve	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Dar click en el boton de menu de hamburguesa 3. Dar click en la pestaña Medications 4. Dar click en sobre el popup en Create 5. Diligenciar el campo Medication Name 6. Diligenciar el campo Description 7. Seleccionar el Shape 8. Dar click en el boton Next 9. Desactivar la opción Remider Times 10. Dar click en el boton Done	El medicamento se almacena correctamente en el perfil del usuario
4	USUARIO	Modificar exitosamente el shape del medicamento	1. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 2. El usuario ingresa a la aplicación. 3. Tener creado y cargado un medicamento	N/A	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Dar click en el boton de menu de hamburguesa 3. Dar click en la pestaña Medications 4. Dar click sobre el medicamento a editar 7. Dar click en el menu desplegable Shape 8. Dar click en un icono diferente al actual 9. Dar click en el boton Done	El medicamento seleccionado cambia de icono correctamente
5	USUARIO	Eliminar medicamento exitosamente	1. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 2. El usuario ingresa a la aplicación. 3. Tener creado y cargado un medicamento	N/A	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Dar click en el boton de menu de hamburguesa 3. Dar click en la pestaña Medications 4. Dar click sobre el menu kebab del medicamento a eliminar 5. Dar click en Delete 6. Dar click en Delete en el Pop Up	El medicamento eliminado desaparece de la lista de medicamentos del usuario.
6	USUARIO	Establecer frecuencia de toma	1. Tener descargada la app "Take your Pills" en el dispositivo 2. Ingresar a la app. 3. La aplicación está operativa y funcionando correctamente 4. acceder al enlace "Medications" del menu principal	Medication Name: Aspirina. Description: Aliviar dolor leve. Shape: Seleccionar imagen pildora. Frequency: seleccionar "x times x hours". Remind every: 4 Hours. Start hour: seleccionar 8 am Alarm Tipe: Notification	1. Tener descargada la app "Take your Pills" en el dispositivo 2. Ingresar a la app. 3. acceder al enlace "Medications" del menu principal 4. hacer clic en el signo +, seleccionar "add Medication", dentro del menu desplega 5. diligenciar "Medication name", y "Description" 6. Seleccionar "shape". 7. seleccionar del menu "Reminder Times" la "Frequency" disponible "every x hours" 8. seleccionar las horas en "Remind every" 9. Dar "star hour" de acuerdo a la hora de inicio 10. Seleccionar "Alarm type": "notification" 11. Dar clic en Done	
7	USUARIO	Programar tiempo maximo para toma	1. Tener descargada la app "Take your Pills" en el dispositivo 2. Ingresar a la app. 3. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 4. Acceder al enlace "Medications" del menu principal	Ingresar al medicamento : Aspirina Start Date : 25/04/2024 Duration: Number of days Select number of days: 60	1. Tener descargada la app Take your Pills en el dispositivo 2. Ingresar a la app. 3. Acceder al enlace Medications del menu principal 4. Hacer click sobre el medicamento Aspirina 5. Seleccionar y activar menú Schedule 6. Validar Starr date : 25/04/24 7. Seleccionar del menu Duration, la opción : Number of days 8. Seleccionar el numero de días : 60 9. Dar click en Done	El medicamento aspirina esta programado para un total de 60 días
8	USUARIO	Modificar frecuencia de toma	1. Tener descargada la app "Take your Pills" en el dispositivo 2. Ingresar a la app. 3. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 4. Acceder al enlace "Medications" del menu principal 5. Tener creado y cargado un medicamento	ingresar a Frequency: seleccionar "x times x hours". Remind every: 4 Hours . Start hour: seleccionar 7 am Alarm Tipe: Notification	1. Ingresar a la app. 2. acceder al enlace "Medications" del menu principal 3. hacer clic sobre el medicamento "Aspirina" 4. seleccionar y activar menu "Reminder Times" 5. ir a la "Frequency" activar "every x hours" 6. seleccionar las horas en "Remind every" y cambiarlo de 6 hours a 4 hours 7. Dar "star hour" de acuerdo a la nueva hora de inicio 8. Dar clic en Done	
9	USUARIO	Disponer de idiomas	1. Tener descargada la app en el dispositivo mobil. 2. Ingresar al app.	ninguno	1. Ingresar al dispositivo 2. visualizar en el panel la bandera de españa o de EEUU para indicar idioma. 3. al seleccionar el menu y funcionalidades cambian de idioma de acuerdo a la selección.	se dispone de la misma visualización de la aplicacion, pero en el idioma indicado por la bandera seleccionada
10	USUARIO	Verificar contraste del boton agregar	1. La aplicación está operativa y funcionando correctamente. 2. El usuario ingresa a la aplicación.	Ninguno	1. Ingresar a la app TakeYourPills 2. Ir a la pantalla donde se localiza el botón de agregar. 3. Medir el contraste actual del botón utilizando una herramienta de medición de contraste. 4. Comparar el valor obtenido con el estándar de accesibilidad requerido (3.000:1)	El contraste del boton agregar tiene una relación de contraste de 1.99:1